

E 521/2

Tillbehör

för optimal placering av 7 extraktions-, käkortopediska eller tekniska tänger.



- Fackstorlek 21 x 80 mm
- Passar även för tänger, till exempel för podiatri

EAN: 4002514616438 / Materialnummer: 07476430 /

Gamla materialnummer: 68552103D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Insats/modul för dentalinstrument	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av dentalinstrument	•
<b>Kapacitet</b>	
Tänger [antal]	7
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Yttermått, nettohöjd i mm	135
Yttermått, nettobredd i mm	100
Yttermått, nettodjup i mm	189
Yttermått, bruttohöjd i mm	120
Yttermått, bruttbredd i mm	175
Yttermått, bruttdjup i mm	220
Nettovikt i kg	0,42
Bruttovikt i kg	0,46