


RK LWMM

Mätmodul för ledningsförmåga  
som utrustningssats för PG 8536.



EAN: 4002514641928 / Materialnummer: 07514620 / Gamla materialnummer: 69224015D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8536	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, brutt höjd i mm	280
Ytermått, bruttbredd i mm	250
Ytermått, bruttdjup i mm	420
Nettovikt i kg	2,02
Bruttovikt i kg	2,97