

ALWD BS 27/28

Skanner

för enkel registrering av streckkoder för last- och användarigenkänning.



EAN: 4002514753416 / Materialnummer: 07686510 / Gamla materialnummer: 69247012D

Produkttillhörighet	
Stora laboratediskmaskiner	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	305
Ytermått, bruttbredd i mm	300
Ytermått, bruttodjup i mm	200
Nettovikt i kg	0,90
Bruttovikt i kg	1,00

- Skanneranslutning med skanner
- Bekväm registrering av data för processdokumentation
- Passar för den rena sidan, orena sidan eller båda sidorna*

* En skanner i kombination med en skrivare är bara möjlig på den rena sidan.