

E 936

Tillbehör

för optimal placering av upp till 15 lamphandtag.



EAN: 4002514811260 / Materialnummer: 07759480 / Gamla materialnummer: 69593601D

Produkttillhörighet	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av OP-instrument	•
Kapacitet	
Lamphandtag [antal]	15
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	90
Ytermått, nettobredd i mm	245
Ytermått, nettodjup i mm	500
Ytermått, brutt höjd i mm	130
Ytermått, bruttbredd i mm	275
Ytermått, bruttdjup i mm	530
Nettovikt i kg	0,50
Bruttovikt i kg	0,92