

E 499

Spolanordning

för optimal placering av sug-, spol- och Verreskanyler.



- Olika former för anslutning av sug- & spolkanylet möjliga
- Kompatibel med lastvagn med injektordysor

EAN: 4002514811482 / Materialnummer: 07759500 /

Gamla materialnummer: 69549901D

<b>Produkttilhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltilhörighet</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Spolhylsa	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Yttermått, bruttohöjd i mm	30
Yttermått, bruttbredd i mm	110
Yttermått, bruttodjup i mm	170
Nettovikt i kg	0,20
Bruttovikt i kg	0,23