

E 499

Spolanordning

för optimal placering av sug-, spol- och Verreskanyler.

EAN: 4002514811482 / Materialnummer: 07759500 / Gamla materialnummer: 69549901D



- Olika former för anslutning av sug- & spolkanyley möjliga
- Kompatibel med lastvagn med injektordysor

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Spolhylsa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	30
Ytermått, bruttbredd i mm	110
Ytermått, bruttdjup i mm	170
Nettovikt i kg	0,20
Bruttovikt i kg	0,23