

E 735/2

Insats

för optimal placering av instrument på 3 plan.



- Utrustad med 2 inbyggda spolarmar
- Lastmåttan för de enskilda planen skiljer sig åt
- Magnetlist för automatisk vagnigenkänning (utan magneter ML)

EAN: 4002514816388 / Materialnummer: 07765710 / Gamla materialnummer: 69573503D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategori</b>	
Vagnar för insatser	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Kapacitet</b>	
DIN-trådkorgar [antal]	6
SPRI-trådkorgar [antal]	3
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	552
Ytermått, nettobredd i mm	530
Ytermått, nettodjup i mm	600
Ytermått, brutt höjd i mm	650
Ytermått, bruttbredd i mm	550
Ytermått, bruttdjup i mm	640
Nettovikt i kg	10,80
Bruttovikt i kg	12,80
<b>Bipack</b>	
Magnetlist för automatisk igenkänning av insatser (utan magneter) [antal]	1