

E 900-5/2

Insats

för optimal rengöring av instrument på 5 plan.



- Lastningskapacitet: 15 DIN-trådkorgar*
- Lastningsmått för de enskilda planen skiljer sig åt
- Magnetlist för automatisk avkänning av insats

* DIN-trådkorg: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816418 / Materialnummer: 07765760 / Gamla materialnummer: 69590006D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vagnar för insatser	•
Insats för placering av trådkorgar	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av OP-instrument	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	15
SPRI-trådkorgar [antal]	10
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	605
Ytermått, nettobredd i mm	640
Ytermått, nettodjup i mm	790
Ytermått, bruttohöjd i mm	680
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttodjup i mm	650
Nettovikt i kg	12,85
Bruttovikt i kg	12,85
Bipack	
Magnetlist för automatisk igenkänning av insatser (inkl magneter) [antal]	1