

E 900-5/2

Insats

för optimal rengöring av instrument på 5 plan.



- Lastningskapacitet: 15 DIN-trådkorgar\*
- Lastningsmått för de enskilda planen skiljer sig åt
- Magnetlist för automatisk avkänning av insats

\* DIN-trådkorg: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816418 / Materialnummer: 07765760 / Gamla materialnummer: 69590006D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Vagnar för insatser	•
Insats för placering av trådkorgar	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av OP-instrument	•
<b>Kapacitet</b>	
DIN-trådkorgar [antal]	15
SPRI-trådkorgar [antal]	10
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	605
Ytermått, nettobredd i mm	640
Ytermått, nettodjup i mm	790
Ytermått, bruttohöjd i mm	680
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttodjup i mm	650
Nettovikt i kg	12,85
Bruttovikt i kg	12,85
<b>Bipack</b>	
Magnetlist för automatisk igenkänning av insatser (inkl magneter) [antal]	1