

E 975/2

Insats

för optimal rengöring av instrument på 2 plan.



- Utrustad med en inbyggd spolarm
- Magnetlist för automatisk vagnigenkänning
- De båda planens lastningsmått skiljer sig åt

EAN: 4002514816449 / Materialnummer: 07765790 / Gamla materialnummer: 69597503D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vagnar för insatser	•
Insats för placering av trådkorgar	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av OP-instrument	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	6
SPRI-trådkorgar [antal]	4
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	426
Ytermått, nettobredd i mm	636
Ytermått, nettodjup i mm	790
Ytermått, brutthöjd i mm	650
Ytermått, bruttbredd i mm	550
Ytermått, bruttdjup i mm	640
Nettovikt i kg	10,80
Bruttovikt i kg	12,80
Bipack	
Magnetlist för automatisk igenkänning av insatser (inkl magneter) [antal]	1