


E 925

Tillbehör

för optimal placering av korta MIC-instrument.



- Passar för upp till 20 ihåliga instrument*
- Indelning för t.ex. artroskopi, laparoskopi

* Den maximala längden på ihåliga instrument är 190 mm i den övre raden och 220 mm i den nedre.

EAN: 4002514910796 / Materialnummer: 07904100 / Gamla materialnummer: 69592501D

Produkttillhörighet	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Tillbehör för MIC-instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Kapacitet	
Ihåliga instrument [antal]	20
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	40
Ytermått, nettobredd i mm	568
Ytermått, nettodjup i mm	510
Ytermått, bruttohöjd i mm	560
Ytermått, bruttbredd i mm	280
Ytermått, bruttdjup i mm	630
Nettovikt i kg	4,00
Bruttovikt i kg	4,00
Bipack	
E 336 Spolhylsa MIBO, Ø 11 mm, längd 121 mm [antal]	1
E 362 Blindskruv [antal]	2
E 442 Spolhylsa, Ø 11 mm, längd 121 mm, med hätta Ø 6 mm [antal]	1
E 447 Adapter av hontyp för Luer lock av hantyp [antal]	2
E 448 Silikon slang med Luer lock-adaptör av hontyp [antal]	4
E 449 Adapter av hontyp för Luer lock av hantyp [antal]	2
E 452 Injektordysa 2,5 x 60 mm [antal]	4
E 453 Injektordysa 4 x 110 mm med hållarklämma [antal]	3
E 454 Injektordysa för trokarhyllor 10–15 mm [antal]	3
E 464 Hållare för injektordysa E 454 [antal]	1
E 472 Klämfjäder för injektordysor Ø 4 mm [antal]	1
E 907/1 Korg med lock för smådelar [antal]	1