

APH 408  
Crossover-nätverkskabel  
för direkt PC-anlutning, längd 3 m.



- Kabelkategori Cat. 6
- Färg: vit
- Används för direktanslutningen av Miele-produkter
- Används för koppling av Melag-autoklaver till nätverket

EAN: 4002514940595 / Materialnummer: 07951490 /  
Gamla materialnummer: 68815801D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Diskdesinfektorer	•
Diskmaskin, liten, dental	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Små autoklaver	•
Stora autoklaver	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PLW 8683	•

APH 408  
Crossover-nätverkskabel  
för direkt PC-anslutning, längd 3 m.



EAN: 4002514940595 / Materialnummer: 07951490 /  
Gamla materialnummer: 68815801D

PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [säkerhet]	•
PLW 8693 [säkerhet]	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Process-/driftdokumentation/kommunikation	•
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av objektbärare	•
Rengöring av butyrometrar	•
Rengöring av apoteks-/infusionsflaskor	•
Rengöring av anestesiinstrument	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av robotinstrument	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-skor	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av ronskålar	•
Rengöring av nappflaskor	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Rengöring av ortopediska OP-instrument	•
Rengöring av intramedullära spikar/borrar	•
Rengöring av plattor/brickor	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av mätcylindrar	•
Rengöring av behållare, till exempel behållare för andningskalk	•
Rengöring av diverse objekt	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Färg	Vit.
<b>Mått och vikt</b>	
Yttermått, bruttohöjd i mm	35
Yttermått, bruttbredd i mm	150
Yttermått, bruttodjup i mm	170

APH 408  
Crossover-nätverkskabel  
för direkt PC-anlutning, längd 3 m.



EAN: 4002514940595 / Materialnummer: 07951490 /  
Gamla materialnummer: 68815801D

Nettovikt i kg	0,10
Bruttovikt i kg	0,10