

APH 595
Färgöverföringsband
för användning i Segolabel-skrivare PRT 200.



EAN: 4002514940625 / Materialnummer: 07951520 / Gamla materialnummer: 68816101D

Produkttillhörighet	
Små autoklaver	•
Stora autoklaver	•
Modelltillhörighet	
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Produktkategori	
Process-/driftdokumentation/kommunikation	•
Produktegenskaper	
Färg	Svart
Användningsområde	
Rengöring av anestesiiinstrument	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av robotinstrument	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihålliga instrument	•
Rengöring av ortopediska OP-instrument	•
Rengöring av intramedullära spikar/borrar	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av diverse objekt	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	55
Ytermått, bruttbredd i mm	90
Ytermått, bruttodjup i mm	95
Nettovikt i kg	0,06
Bruttovikt i kg	0,06