

APH 596

Etiketter

för användning med Segolabel-skrivare APH 550 Sego (PRT 200).



- 1 rulle à 1000 dubbelhäftande etiketter
- Varje etikett har en dubbelsidig klisteryta med ett skiljelager

EAN: 4002514940632 / Materialnummer: 07951530 / Gamla materialnummer: 68816201D

Produkttillhörighet	
Små autoklaver	•
Stora autoklaver	•
Modelltillhörighet	
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Produktkategori	
Process-/driftdokumentation/kommunikation	•
Produktegenskaper	
Färg	Vit.
Användningsområde	
Rengöring av anestesiiinstrument	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av robotinstrument	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Rengöring av ortopediska OP-instrument	•
Rengöring av intramedullära spikar/borrar	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av diverse objekt	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	55
Ytermått, bruttbredd i mm	90
Ytermått, bruttodjup i mm	95
Nettovikt i kg	0,30
Bruttovikt i kg	0,39