

E 428

Insats

för optimal placering av instrument för robotassisterad kirurgi.



- Passar för 6 instrument för robotassisterad kirurgi
- Har 1 duo-anslutning och 1 reservanslutning per instrument
- För användning av vagnen krävs programmet ROBOTVARIO*

* Kemikalierna ingår inte i leveransen och måste beställas separat.

EAN: 4002514948805 / Materialnummer: 07973140 / Gamla materialnummer: 69542801D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8536	•
Produktkategori	
Vagnar för robotinstrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart, Transparent
Användningsområde	
Rengöring av robotinstrument	•
Kapacitet	
Robotinstrument [antal]	6
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	518
Ytermått, nettobredd i mm	533
Ytermått, nettodjup i mm	513
Ytermått, brutt höjd i mm	530
Ytermått, bruttbredd i mm	550
Ytermått, bruttdjup i mm	550
Nettovikt i kg	2,40
Bruttovikt i kg	3,30