

E 198

Tillbehör

för optimal placering av upp till 6 trådkorgar och rondskålar.



- Passar för 6 trådkorgar eller rondskålar
- 7 hållare (6 fack), höjd 160 mm mm, avstånd 67 mm mm

EAN: 4002514953373 / Materialnummer: 07984040 /
Gamla materialnummer: 68519801D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Insats för trådkorg	•
Ställ för rondskålar/skålar	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	6
Hållaravstånd i mm	67
Hållarhöjd i mm	160
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Kapacitet	
Diverse trådkorgar [antal]	6
Rondskålar [antal]	6
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	160
Yttermått, nettobredd i mm	180
Yttermått, nettodjup i mm	495
Yttermått, brutt höjd i mm	185
Yttermått, bruttbredd i mm	210
Yttermått, bruttdjup i mm	530
Nettovikt i kg	0,65
Bruttovikt i kg	0,90