


E 197

Tillbehör

för optimal placering av diverse instrument.



- Diameter på maskorna botten 3 mm, sidor 1,7 mm, lock 8 mm
- Kan ångsteriliseras vid 121 °C/134 °C

EAN: 4002514953380 / Materialnummer: 07984090 / Gamla materialnummer: 68519701D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Diskdesinfektorer	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategori</b>	
Trådkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av dentalinstrument	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	42
Ytermått, nettobredd i mm	150
Ytermått, nettodjup i mm	225
Ytermått, bruttohöjd i mm	75
Ytermått, bruttbredd i mm	170
Ytermått, bruttdjup i mm	240
Nettovikt i kg	0,55
Bruttovikt i kg	0,62