

E 337/1

Tillbehör

för optimal placering av stående instrument.



- Passar för placering av sonder, pincetter o. munspeglar
- Utrustad med 4 plasthållare
- 12 fack, bredd ca. 22 x 28 mm
- 4 fack, bredd ca. 25 x 28 mm
- 48 fack, bredd ca. 13 x 14 mm

EAN: 4002514953397 / Materialnummer: 07984130 / Gamla materialnummer: 69533702D

| Produkttillhörighet | |
|--|----------------|
| Diskdesinfektorer | • |
| Rengörings- diskdesinfektorer, medicin | • |
| Modelltillhörighet | |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| Produktkategori | |
| Insats/modul för dentalinstrument | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Användningsområde | |
| Rengöring av dentalinstrument | • |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00 |
| Säkring i A | 0 |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 148 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 173 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 445 |
| Ytermått, brutt höjd i mm | 205 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 240 |
| Ytermått, bruttdjup i mm | 490 |
| Nettovikt i kg | 1,91 |
| Bruttovikt i kg | 2,16 |