

E 337/1

Tillbehör

för optimal placering av stående instrument.



- Passar för placering av sonder, pincetter o. munspeglar
- Utrustad med 4 plasthållare
- 12 fack, bredd ca. 22 x 28 mm
- 4 fack, bredd ca. 25 x 28 mm
- 48 fack, bredd ca. 13 x 14 mm

EAN: 4002514953397 / Materialnummer: 07984130 / Gamla materialnummer: 69533702D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Insats/modul för dentalinstrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	148
Ytermått, nettobredd i mm	173
Ytermått, nettodjup i mm	445
Ytermått, brutthöjd i mm	205
Ytermått, bruttbredd i mm	240
Ytermått, bruttdjup i mm	490
Nettovikt i kg	1,91
Bruttovikt i kg	2,16