

E 802/1

Tillbehör

för optimal placering av diverse upprättstående instrument.



- Lämpad för placering av sonder, pincetter och munspeglar
- Utrustad med 4 plasthållare
- 8 fack ca. 30 x 28 mm breda
- 8 fack ca. 16 x 28 mm breda
- 15 fack ca. 16 x 20 mm breda

EAN: 4002514953403 / Materialnummer: 07984170 / Gamla materialnummer: 69580202D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Diskdesinfektorer	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Produktkategori</b>	
Insats för instrument	•
Insats/modul för dentalinstrument	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av dentalinstrument	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	148
Ytermått, nettobredd i mm	163
Ytermått, nettodjup i mm	295
Ytermått, brutt höjd i mm	190
Ytermått, bruttbredd i mm	195
Ytermått, bruttdjup i mm	430
Nettovikt i kg	0,65
Bruttovikt i kg	1,15