


E 807

Tillbehör

för optimal placering av 3 trådkorgar eller rondsålar.



- 4 hållare (3 fack), H 165, avstånd 68 mm mm

EAN: 4002514951638 / Materialnummer: 07984220 /  
Gamla materialnummer: 69580701D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Insats för trådkorg	•
Ställ för rondsålar/skålar	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	3
Hållaravstånd i mm	68
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av dentalinstrument	•
<b>Kapacitet</b>	
Diverse trådkorgar [antal]	3
Rondsålar [antal]	3
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	144
Ytermått, nettobredd i mm	140
Ytermått, nettodjup i mm	290
Ytermått, brutthöjd i mm	480
Ytermått, bruttbredd i mm	320
Ytermått, bruttdjup i mm	130
Nettovikt i kg	0,31
Bruttovikt i kg	0,47