


E 807

Tillbehör

för optimal placering av 3 trådkorgar eller rondsålar.



- 4 hållare (3 fack), H 165, avstånd 68 mm mm

EAN: 4002514951638 / Materialnummer: 07984220 / Gamla materialnummer: 69580701D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Insats för trådkorg	•
Ställ för rondsålar/skålar	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	3
Hållaravstånd i mm	68
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Kapacitet	
Diverse trådkorgar [antal]	3
Rondsålar [antal]	3
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	144
Ytermått, nettobredd i mm	140
Ytermått, nettodjup i mm	290
Ytermått, bruttohöjd i mm	480
Ytermått, bruttbredd i mm	320
Ytermått, bruttodjup i mm	130
Nettovikt i kg	0,31
Bruttovikt i kg	0,47