

DGG 9

Tillagningskärl, ohålat  
för alla ångugnar DG förutom DG 7000.

EAN: 4002513538526 / Materialnummer: 08015103 / Gamla materialnummer: 22899603D



- För tillagning av maträtter i såser, sky och vatten
- Till exempel pasta, ris, soppor och gratänger
- Kapacitet: 5,7 l, nyttovolym: 4,2 l
- Yttermått B x D x H: 325 x 176 x 150 mm
- Proffstillbehör tillverkat i Europa