

DGGL 8

Tillagningskär, hålat
för alla ångugnar DG förutom DG 7000.

EAN: 4002513714548 / Materialnummer: 08227240 / Gamla materialnummer: 22899627D



- För tillagning av grönsaker, fisk, kött och potatis utan sky
- Perfekt för upptining av frysta livsmedel
- Kapacitet: 2,0 l, nyttovolym: 1,7 l
- Yttermått B x D x H: 325 x 265 x 40 mm
- Proffstillbehör tillverkat i Europa