

## DGG 20

Tillagningskärl, ohålat

för tillagning av livsmedel i såser, fonder, vatten (t.ex. ris, pasta).

EAN: 4002515060650 / Materialnummer: 08246340 / Gamla materialnummer: 23996112D



- Kapacitet: 2,4 l, nyttovolym: 1,8 l
- Yttermått B x D x H: 450 x 190 x 40 mm
- Av ytbehandlat rostfritt stål, tjocklek 0,6 mm
- Proffstillbehör tillverkat i Europa
- Skräddarsydda för Miele's kombiångugnar