

DGGL 12

Tillagningskär, hålat

För blanchering eller tillagning av grönsaker, kött, fisk och potatis mm.

EAN: 4002514849904 / Materialnummer: 08249430 / Gamla materialnummer: 23996108D



- Kapacitet: 5,4 l, nyttovolym: 3,3 l
- Yttermått B x D x H: 448 x 386 x 40 mm
- Av ytbehandlat rostfritt stål, tjocklek 0,6 mm
- Proffstillbehör tillverkat i Europa
- Skräddarsydda för Miele's kombiångugnar