

E 417/1

Tillbehör

för optimal placering av upp till 30 öron- och nässpekula.



- Passar för placering av ca. 30 öron- och nässpekula
- 280 fack cirka ?? x ??
- Maskvidden i botten är 4 mm
- Kan användas i över- och underkorg

EAN: 4002514984605 / Materialnummer: 09033260 / Gamla materialnummer: 69541702D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för ÖNH-instrument	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	280
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av ÖNH-instrument	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	80
Ytermått, nettobredd i mm	220
Ytermått, nettodjup i mm	435
Ytermått, bruttohöjd i mm	85
Ytermått, bruttbredd i mm	225
Ytermått, bruttdjup i mm	465
Nettovikt i kg	1,30
Bruttovikt i kg	1,72