

APH 591

Pappersrulle

för protokollskrivare APH 500 PRT100 och APH 510 PRT110.



- 5 pappersrullar per förpackningsenhet
- Bredd: 76 mm mm

EAN: 4002515000038 / Materialnummer: 09063410 / Gamla materialnummer: 68817003D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Små autoklaver	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Produktkategori	
Process-/driftdokumentation/kommunikation	•
Produktegenskaper	
Färg	Vit.
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av objektbärare	•
Rengöring av butyrometrar	•
Rengöring av apoteks-/infusionsflaskor	•
Rengöring av anesthesiinstrument	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av robotinstrument	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-skor	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av rondskålar	•
Rengöring av nappflaskor	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihålliga instrument	•
Rengöring av ortopediska OP-instrument	•

APH 591

Pappersrulle

för protokollskrivare APH 500 PRT100 och APH 510 PRT110.



EAN: 4002515000038 / Materialnummer: 09063410 / Gamla materialnummer: 68817003D

Rengöring av intramedullära spikar/borrar	•
Rengöring av plattor/brickor	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av mätcylindrar	•
Rengöring av behållare, till exempel behållare för andningskalk	•
Rengöring av diverse objekt	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	79
Ytermått, nettobredd i mm	76
Ytermått, nettodjup i mm	79
Ytermått, bruttohöjd i mm	105
Ytermått, bruttbredd i mm	165
Ytermått, bruttodjup i mm	210
Nettovikt i kg	1,39
Bruttovikt i kg	1,49