

E 339/1

Tillbehör

för optimal placering av upp till 12 brickbottnar eller brickor.



- Passar för 12 brickbottnar eller brickor
- Utrustad med 13 hållare (12 fack).
- -

EAN: 4002515094860 / Materialnummer: 09233840 /

Gamla materialnummer: 69533902D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Diskmaskin, liten, dental	•
Mieles stora laboratoriediskmaskiner, Dental	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Insats för brickor/underlägg	•
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av plattor/brickor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	12
Kapacitet	
Brickor/underlägg [antal]	12
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	115
Ytermått, nettobredd i mm	305
Ytermått, nettodjup i mm	498
Ytermått, bruttohöjd i mm	480
Ytermått, bruttbredd i mm	320
Ytermått, bruttodjup i mm	130
Nettovikt i kg	0,81
Bruttovikt i kg	1,23