

DK 27/28 WR NRS

Utrustningssats

för utökning av en existerande ångkondensator med värmeåtervinning.



- Ökad effektivitet genom extra resursbesparing
- Enkel utrustning i efterskott med Miele service
- Återbetalning på kortast möjliga tid

EAN: 4002515177174 / Materialnummer: 09376460 /
Gamla materialnummer: 69251201NER

Produkttillhörighet	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8528	•
Produktkategori	
Ombyggnadssats	•
Övriga tillbehör	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	570
Ytermått, nettobredd i mm	360
Ytermått, nettodjup i mm	360
Ytermått, bruttohöjd i mm	680
Ytermått, bruttbredd i mm	375
Ytermått, bruttdjup i mm	380
Nettovikt i kg	19,00
Bruttovikt i kg	26,70