

U 503
Korg
för optimal placering av bestick.



- Botten med fina maskor
- Passar också för glassbägare
- Utan bestickinsatser

EAN: 4002515250006 / Materialnummer: 09508660 / Gamla materialnummer: 67650301D

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner, tank	•
Diskmaskiner, tank, genomräckning	•
Modelltillhörighet	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Produktkategori	
Korg för bestick	•

U 503
Korg
för optimal placering av bestick.



EAN: 4002515250006 / Materialnummer: 09508660 / Gamla materialnummer: 67650301D

Korg för kastruller/skålar etc.

•

Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Grön
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	109
Ytermått, nettobredd i mm	500
Ytermått, nettodjup i mm	500
Ytermått, brutt höjd i mm	260
Ytermått, bruttbredd i mm	520
Ytermått, bruttdjup i mm	530
Nettovikt i kg	1,90
Bruttovikt i kg	2,40