

E 900-6

Insats

för optimal rengöring av instrument på 6 plan.



- Utrustad med anslutningar för ihåliga instrument
- Lastningskapacitet: 18 DIN-trådkorgar*
- Utrustad med 3 inbyggda spolarmar
- Lastningsmått för de enskilda planen skiljer sig åt
- Magnetlist för automatisk avkänning av insats

* DIN-trådkorg: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002515263358 / Materialnummer: 09525120 / Gamla materialnummer: 69590007D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vagnar för insatser	•
Insats för placering av trådkorgar	•
Vagnar för MIC-instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av OP-instrument	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	18
SPRI-trådkorgar [antal]	12
Ihåliga instrument [antal]	16
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	553
Ytermått, nettobredd i mm	636
Ytermått, nettodjup i mm	790
Ytermått, bruttohöjd i mm	680
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttodjup i mm	650
Nettovikt i kg	12,85
Bruttovikt i kg	12,85
Bipack	
Magnetlist för automatisk igenkänning av insatser (inkl magneter) [antal]	1