

A 100  
Överkorg  
för optimal placering av injektormoduler eller tillbehör.



- Överkorg med två modultillkopplingar
- För placering av upp till 2 injektormoduler eller insatser
- Automatisk stängning av kopplingen då den inte används
- Lastningshöjd är 190 mm för moduler med plaststöd
- Placeringsmått: bredd 489 mm, längd 440 mm

EAN: 4002515460610 / Materialnummer: 09862320 / Gamla materialnummer: 69610000D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktkategori</b>	
Korg med modultillkoppling	•
Överkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av laboratorieglas	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	141
Ytermått, nettobredd i mm	525
Ytermått, nettodjup i mm	528
Ytermått, brutt höjd i mm	170
Ytermått, bruttbredd i mm	555
Ytermått, bruttdjup i mm	565
Nettovikt i kg	2,80
Bruttovikt i kg	3,49