


A 101

Överkorg

höjdjusterbar, för optimal placering av tillbehör och diskgoods.



- Lastningshöjd 160 +/- 30 mm, -bredd 475 mm, -djup 443 mm
- Med inbyggd spolarm

EAN: 4002515460627 / Materialnummer: 09862340 / Gamla materialnummer: 69610100D

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8063	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Överkorg	•
Insats	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av rondsålar	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av diverse objekt	•
Placering av andningsventiler	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	206
Ytermått, nettobredd i mm	528
Ytermått, nettodjup i mm	527
Ytermått, brutthöjd i mm	230
Ytermått, bruttbredd i mm	555
Ytermått, bruttdjup i mm	580
Nettovikt i kg	3,00
Bruttovikt i kg	3,79