


A 102

Överkorg

höjjusterbar, för optimal placering av tillbehör och diskgoods.



- Lastningshöjd 205 +/- 30 mm, -bredd 475 mm, -djup 443 mm
- Med inbyggd spolarm

EAN: 4002515460634 / Materialnummer: 09862360 / Gamla materialnummer: 69610200D

| Produkttillhörighet | |
|---|----------------|
| Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium | • |
| Diskdesinfektorer | • |
| Rengörings- diskdesinfektorer, medicin | • |
| Modelltillhörighet | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Produktkategori | |
| Insats | • |
| Överkorg | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Användningsområde | |
| Rengöring av laboratorieglas | • |
| Rengöring av GYN-instrument | • |
| Rengöring av ÖNH-instrument | • |
| Rengöring av dentalinstrument | • |
| Rengöring av OP-skor | • |
| Rengöring av skålar | • |
| Rengöring av rondsålar | • |
| Rengöring av OP-instrument | • |
| Kapacitet | |
| DIN-trådkorgar [antal] | 2 |
| SPRI-trådkorgar [antal] | 1 |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0-0 |
| Frekvens i Hz | 0-0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00-0,00 |
| Säkring i A | 0-0 |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 206 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 528 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 527 |
| Ytermått, bruttohöjd i mm | 230 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 540 |
| Ytermått, bruttdjup i mm | 565 |
| Nettovikt i kg | 3,02 |
| Bruttovikt i kg | 3,78 |