


A 103

Överkorg

för optimal placering av tillbehör och diskgoods.



- Lastningshöjd: 95 mm, -bredd 505 mm, -djup 472 mm
- Särskilt lämplig för preparering av DIN-trådkorgar
- Lämpar sig även för andra användningar med låg höjd på diskgoods
- Kan användas i kombination med vagn A 202
- Med inbyggd spolarm

EAN: 4002515460641 / Materialnummer: 09862370 / Gamla materialnummer: 69610300D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Insats	•
Överkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Maximal lasthöjd i mm	95
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av OP-skor	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av diverse objekt	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	2
SPRI-trådkorgar [antal]	1
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	133
Ytermått, nettobredd i mm	528
Ytermått, nettodjup i mm	528
Ytermått, bruttohöjd i mm	170
Ytermått, bruttbredd i mm	545
Ytermått, bruttodjup i mm	560
Nettovikt i kg	3,50
Bruttovikt i kg	4,57