


A 104

Överkorg

för optimal placering av instrument för MIC, artroskopi och urologi.



- Höger sida för placering av 11 ihåliga instrument
- Extra kopplingsställen för Luer lock för ihåliga instrument
- Med spolarm: trådkorgar kan ställas på den nedre lavetten

EAN: 4002515460658 / Materialnummer: 09862380 / Gamla materialnummer: 69610400D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Korg för MIC-instrument	•
Injektorkorg	•
Överkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av MIC-instrument	•
<b>Kapacitet</b>	
DIN-trådkorgar [antal]	1
Ihåliga instrument [antal]	11
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	332
Ytermått, nettobredd i mm	528
Ytermått, nettodjup i mm	526
Ytermått, bruttohöjd i mm	270
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttodjup i mm	540
Nettovikt i kg	4,00
Bruttovikt i kg	6,50