

A 150  
 Underkorg  
 för optimal placering av injektormoduler eller tillbehör.



- Underkorg med två modultillkopplingar
- För placering av upp till 2 injektormoduler eller korgar.
- Automatisk stängning av kopplingen då den inte används
- Placeringsmått: bredd 494 mm, längd 440 mm

EAN: 4002515460672 / Materialnummer: 09862400 / Gamla materialnummer: 69615000D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Korg med modultillkoppling	•
Underkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av butyrometrar	•
Rengöring av mätcylindrar	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	154
Ytermått, nettobredd i mm	529
Ytermått, nettodjup i mm	546
Ytermått, bruttohöjd i mm	175
Ytermått, bruttbredd i mm	545
Ytermått, bruttdjup i mm	565
Nettovikt i kg	2,61
Bruttovikt i kg	3,29