


A 200  
 Insats  
 för optimal placering av 38 pipetter.



- För placering av 10 st 100 ml-pipetter i rad 1, avstånd 20 mm
- För placering av 14 st 25 ml-pipetter i den 2:a raden, avstånd 26 mm
- För placering av 14 st 10ml-pipetter i 3:e raden, avstånd 26 mm

EAN: 4002515460696 / Materialnummer: 09862420 / Gamla materialnummer: 69620000D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Vagnar för pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	38
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	397
Ytermått, nettobredd i mm	529
Ytermått, nettodjup i mm	546
Ytermått, bruttohöjd i mm	270
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	4,40
Bruttovikt i kg	5,63