


A 200
 Insats
 för optimal placering av 38 pipetter.



- För placering av 10 st 100 ml-pipetter i rad 1, avstånd 20 mm
- För placering av 14 st 25 ml-pipetter i den 2:a raden, avstånd 26 mm
- För placering av 14 st 10ml-pipetter i 3:e raden, avstånd 26 mm

EAN: 4002515460696 / Materialnummer: 09862420 / Gamla materialnummer: 69620000D

| Produkttillhörighet | |
|---|------------------------|
| Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium | • |
| Modelltillhörighet | |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| Produktkategori | |
| Vagnar för pipetter | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål, Syntet |
| Färg | Rostfritt stål, Svart |
| Användningsområde | |
| Rengöring av pipetter/vialer | • |
| Kapacitet | |
| Pipetter [antal] | 38 |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00 |
| Säkring i A | 0 |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 397 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 529 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 546 |
| Ytermått, bruttohöjd i mm | 270 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 525 |
| Ytermått, bruttdjup i mm | 540 |
| Nettovikt i kg | 4,40 |
| Bruttovikt i kg | 6,40 |