


A 201
 Insats
 för optimal placering av anestesiatser.



- 8 dysor m. fjädrande hållare, för anestesislanger upp till 1,5 m
- Placering i spiral
- 15 injektordysor för intuberingsmaterial

EAN: 4002515460702 / Materialnummer: 09862430 / Gamla materialnummer: 69620100D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Vagnar för anesthesiinstrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Kapacitet	
AN-satser [antal]	3
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	434
Ytermått, nettobredd i mm	531
Ytermått, nettodjup i mm	546
Ytermått, brutt höjd i mm	270
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	9,00
Bruttovikt i kg	10,50
Bipack	
E 430/1 1/3 Trådkorg [antal]	1
E 431 Injektordysa för veckad bälg, Ø 8 x 193 mm [antal]	1
E 432 Hållare för veckade anestesislanger [antal]	1
E 433 Hållare för anestesislanger av silikon [antal]	2
E 434 Hållare för pediatrika anestesislanger [antal]	1
E 466 Injektordysa 8 x 333 mm, för Rubens-blåsa [antal]	6
E 496 Injektordysa 4 x 120 mm [antal]	15