

A 202
 Insats
 för optimal placering av 4 DIN-korgar.



- Passar för 4 DIN-trådkorgar på 2 plan
- Placeringsram: kan tas bort för preparering av högre diskgoods
- 6 extra anslutningsmöjligheter med Luer Lock-kopplingar
- Med inbyggd spolarm
- Lastningsmått för de olika planen skiljer sig åt

EAN: 4002515460719 / Materialnummer: 09862440 / Gamla materialnummer: 69620200D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Vagnar för insatser	•
Insats för trådkorgar	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av OP-instrument	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	4
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	223
Ytermått, nettobredd i mm	529
Ytermått, nettodjup i mm	542
Ytermått, brutt höjd i mm	235
Ytermått, bruttbredd i mm	550
Ytermått, bruttdjup i mm	560
Nettovikt i kg	5,50
Bruttovikt i kg	6,74