

A 203
 Insats
 för optimal placering av MIC-instrument.



- Passar t.ex. placering av bl.a. E 451, E 457, E 460, E 473, E 444

EAN: 4002515460726 / Materialnummer: 09862450 / Gamla materialnummer: 69620300D

Produkttilhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltilhörighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Vagnar för MIC-instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	520
Ytermått, nettobredd i mm	529
Ytermått, nettodjup i mm	542
Ytermått, bruttohöjd i mm	270
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	9,40
Bruttovikt i kg	11,00
Bipack	
E 336 Spolhylsa MIBO, Ø 11 mm, längd 121 mm [antal]	3
E 362 Blindskruv [antal]	2
E 442 Spolhylsa, Ø 11 mm, längd 121 mm, med hätta Ø 6 mm [antal]	15
E 443 Spolhylsa, Ø 11 mm, längd 121 mm, med hätta Ø 10 mm [antal]	5
E 445 – 12 hättor för spolhylsa E 442, öppning med Ø 6 mm [antal]	1
E 446 – 12 hättor för spolhylsa E 443, öppning med Ø 10 mm [antal]	1
E 447 Adapter av hontyp för Luer lock av hontyp [antal]	3
E 448 Silikon slang med Luer lock-adapter av hontyp [antal]	6
E 449 Adapter av hontyp för Luer lock av hontyp [antal]	5
E 451 Insats 1/6 trådkorg [antal]	1
E 452 Injektordysa 2,5 x 60 mm [antal]	3
E 453 Injektordysa 4 x 110 mm med hållarklämma [antal]	8
E 454 Injektordysa för trokarhylsor 10–15 mm [antal]	6
E 456 Öppningsfjäder för MIC-instrument [antal]	4
E 464 Hållare för injektordysa E 454 [antal]	3