

A 203

Insats

för optimal placering av MIC-instrument.



- Passar t.ex. placering av bl.a. E 451, E 457, E 460, E 473, E 444

EAN: 4002515460726 / Materialnummer: 09862450 /
Gamla materialnummer: 69620300D

| | |
|--|----------------|
| Produkttillhörighet | |
| Rengörings- diskdesinfektorer, medicin | • |
| Modelltillhörighet | |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktkategori | |
| Vagnar för MIC-instrument | • |
| Användningsområde | |
| Rengöring av MIC-instrument | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0-0 |
| Frekvens i Hz | 0-0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00-0,00 |
| Säkring i A | 0-0 |
| Mått och vikt | |
| Yttermått, nettohöjd i mm | 520 |
| Yttermått, nettobredd i mm | 529 |
| Yttermått, nettodjup i mm | 542 |
| Yttermått, brutt höjd i mm | 270 |
| Yttermått, bruttbredd i mm | 525 |
| Yttermått, bruttdjup i mm | 540 |
| Nettovikt i kg | 9,40 |
| Bruttovikt i kg | 11,00 |
| Bipack | |
| E 336 Spolhylsa MIBO, Ø 11 mm, längd 121 mm [antal] | 3 |
| E 362 Blindskruv [antal] | 2 |
| E 442 Spolhylsa, Ø 11 mm, längd 121 mm, med hätta Ø 6 mm [antal] | 15 |
| E 443 Spolhylsa, Ø 11 mm, längd 121 mm, med hätta Ø 10 mm [antal] | 5 |
| E 444 Trumma för kalljuskabel/sugslangar [antal] | 1 |
| E 445 – 12 hättor för spolhylsa E 442, öppning med Ø 6 mm [antal] | 1 |
| E 446 – 12 hättor för spolhylsa E 443, öppning med Ø 10 mm [antal] | 1 |
| E 447 Adapter av hontyp för Luer lock av hantyp [antal] | 3 |
| E 448 Silikonslang med Luer lock-adaptör av hontyp [antal] | 6 |
| E 449 Adapter av hontyp för Luer lock av hantyp [antal] | 5 |
| E 451 Insats 1/6 trådkorg [antal] | 1 |
| E 452 Injektordysa 2,5 x 60 mm [antal] | 3 |
| E 453 Injektordysa 4 x 110 mm med hållarklämma [antal] | 8 |
| E 454 Injektordysa för trokarhyllor 10–15 mm [antal] | 6 |
| E 456 Öppningsfjäder för MIC-instrument [antal] | 4 |

A 203
Insats
för optimal placering av MIC-instrument.

EAN: 4002515460726 / Materialnummer: 09862450 /
Gamla materialnummer: 69620300D
E 464 Hållare för injektordysa E 454 [antal]

3

