

A 204  
 Insats  
 för oftalmologiska instrument.



- Plan 1: passar för placering av korgar
- Plan 2 höger: 22 anslutningar för ihåliga instrument
- Plan 2 v.: 11 Luer Lock-adaptrar av hantyp, horisontell slang
- Med inbyggd spolarm
- Filtorrör A 800 kan användas i båda injektorlisterna

EAN: 4002515460733 / Materialnummer: 09862460 / Gamla materialnummer: 69620400D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Vagn för oftalmologiska instrument	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Centralfilter kan sättas in	•
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
<b>Kapacitet</b>	
OP-satser för mikroinstrument [antal]	2-4
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	365
Ytermått, nettobredd i mm	529
Ytermått, nettodjup i mm	535
Ytermått, brutt höjd i mm	530
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttodjup i mm	540
Nettovikt i kg	11,50
Bruttovikt i kg	12,50
<b>Bipack</b>	
E 476 Hållare [antal]	1
E 477 Stopp [antal]	1