


A 303
Tillbehör
för optimal placering av upp till 98 pipetter.



- Passar för t.ex. 98 mät- och volymetriska pipetter
- Hållarramens höjd: 150 mm
- Kan sättas in 1 stycken vardera i korgarna A 150 och APLW 106
- Placeringshöjd utan överkorg: 450 mm (med underkorg A 150)

EAN: 4002515460825 / Materialnummer: 09862560 / Gamla materialnummer: 69630300D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Tillbehör för pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	98
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	185
Ytermått, nettobredd i mm	222
Ytermått, nettodjup i mm	471
Ytermått, brutt höjd i mm	270
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	2,50
Bruttovikt i kg	3,50