


A 304

Tillbehör

för optimal placering av upp till 98 små rör.



- Passar för t.ex. 98 centrifugeringsrör, vialer, reagensglas
- Lastningshöjderna skiljer sig åt beroende på positionering
- Kan sättas in 1 stycken vardera i korgarna A 100, A 150 och APLW 106

EAN: 4002515460832 / Materialnummer: 09862570 / Gamla materialnummer: 69630400D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Tillbehör för reagensglas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av provrör	•
Kapacitet	
Vialer [antal]	98
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	130
Ytermått, nettobredd i mm	222
Ytermått, nettodjup i mm	471
Ytermått, bruttohöjd i mm	270
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	2,30
Bruttovikt i kg	3,30