

A 307

Tillbehör

för optimal placering av 20 OP-skor upp till storlek 48.



- Passar för 20 OP-skor
- Med vardera 265 mm långa hållare
- För användning i underkorg A 151
- Möjlig preparering av OP-skor upp till storlek 48

EAN: 4002515460856 / Materialnummer: 09862590 / Gamla materialnummer: 69630700D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Tillbehör för OP-skor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av OP-skor	•
Kapacitet	
OP-skor [antal]	20
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	279
Ytermått, nettobredd i mm	390
Ytermått, nettodjup i mm	360
Ytermått, brutt höjd i mm	300
Ytermått, bruttbredd i mm	395
Ytermått, bruttdjup i mm	480
Nettovikt i kg	1,46
Bruttovikt i kg	1,99