

A 308  
Tillbehör  
för optimal placering av 34 inläggssulor för OP-skor.



- Passar för upp till 34 inläggssulor
- För användning i över- eller underkorgar

EAN: 4002515460863 / Materialnummer: 09862600 / Gamla materialnummer: 69630800D

<b>Produkttilhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltilhörighet</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för OP-skor	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av OP-skor	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	71
Ytermått, nettobredd i mm	475
Ytermått, nettodjup i mm	445
Ytermått, brutthöjd i mm	270
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	1,17
Bruttovikt i kg	2,00