

A 801
Adapter
för användning av AUF 1 och AUF 2 i kombination med A 105/1.



EAN: 4002515460931 / Materialnummer: 09862940 / Gamla materialnummer: 69680100D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	50
Ytermått, nettobredd i mm	50
Ytermått, nettodjup i mm	50
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttodjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,01